

# Facile à choisir, simple à utiliser<sup>1</sup>

Utilisation sur les plaies aiguës  
et chroniques, telles que :



Plaie  
traumatique



Dermabrasion



Ulcère de  
jambe



Ulcère de  
jambe



Plaie du pied  
diabétique



Escarre

## Êtes-vous prêt pour la nouvelle génération\* de pansements ?

Faire le  
bon choix :  
Fabriqué en  
France

Produit	Taille (cm)	Taille du coussin (cm)	Code EAN	Pièces par boîte
RespoSorb® Silicone Border	8 × 8	3,5 × 3,5	4 052 199 579 580	10
	10 × 10	5 × 5	4 052 199 579 542	10
	12,5 × 12,5	7,5 × 7,5	4 052 199 579 504	10
	15 × 15	9,5 × 9,5	4 052 199 580 227	10
	17,5 × 17,5	11,5 × 11,5	4 052 199 630 533	10
	20 × 20	14,5 × 14,5	4 052 199 579 986	10
Formes anatomiques	16 × 26	10,5 × 20,5	4 052 199 580 142	10
	13 × 15,5	7,5 × 10	4 052 199 579 948	10
	12 × 23	6,5 × 17,5	4 052 199 579 863	10
	18 × 18	12,6 × 12,6	4 052 199 580 180	10
	23 × 23	17,6 × 17,6	4 052 199 579 900	10
	25 × 25	18,6 × 17,2	4 052 199 579 627	10
RespoSorb® Silicone	8 × 8	6,6 × 6,6	4 052 199 603 803	10
	12,5 × 12,5	11,1 × 11,1	4 052 199 604 787	10
	10 × 20	8,6 × 18,6	4 052 199 613 130	10
	20 × 20	18,6 × 18,6	4 052 199 604 206	10
	20 × 25	18,6 × 23,6	4 052 199 604 909	10



Disponible  
débüt 2024

\* Nouvelle génération : pansements hydrocellulaires avec technologie cellulose + SAP versus pansements hydrocellulaires de première génération avec technologie mousse  
1. Compliance to Claim RespoSorb® Silicone Border EVO 20.06.2023  
Mentions légales : RespoSorb® Silicone Border et RespoSorb® Silicone sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Remboursés par les organismes d'assurance maladie : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage).  
Date de création du document : juillet 2023 - 841406  
Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l 9 route de Sélestat - 67730 Châtenois RCS COLMAR 325 158 038



Aide. Soigne. Protège.



# HARTMANN



## RespoSorb® Silicone Border L'efficacité repensée

Conçu pour  
être **VOTRE**  
premier choix



## Améliorez les conditions de cicatrisation avec RespoSorb® Silicone Border<sup>1</sup>

### Efficace<sup>1</sup>


Améliore les conditions de cicatrisation :  
équilibre le microclimat et réduit les barrières  
à la cicatrisation

### Polyvalent

Simple à choisir : formes et tailles  
Simple à utiliser<sup>1</sup> : nombreux types de plaies

### Respectueux du patient<sup>1</sup>

Améliore la qualité de vie des patients :  
apporte confort et réduit les facteurs  
embarrassants



En savoir plus sur le Concept  
de l'Équilibre de la Plaie :  
<https://www.linkforwoundhealing.info/>

Indiqué  
en première  
intention



Film imperméable  
et **hautement respirant<sup>1</sup>**

Dos **intraversable**

Coeur de cellulose avec SAP  
pour la diffusion et la rétention  
des exsudats

Voile hydrophile pour un  
**transfert rapide<sup>1</sup>**

Silicone micro-adhérent pour  
un **retrait atraumatique<sup>1</sup>**

